



RESONET TENOR 3 D PAMPLEMOUSSE

Détergent - Désinfectant - Désodorisant.

Produit concentré recommandé pour le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces lavables.

S'utilise sur toutes les surfaces lavables : carrelages, lins, marbre, sols émulsionnés, sanitaires, etc.

Parfum très rémanent.



Réf. 774346

Réf. 772223B



Réf. 772233B

Avantages produit

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide EN 1276 à 0.5% en 5 min à 20°C.
Bactéricide EN 13697 à 0.5% en 5 min à 20°C
Levuricide EN 1650 à 0.5% en 15 min à 20°C.
Fongicide EN 1650 à 0.5% en 15 min à 20°C

MODE D'EMPLOI

Diluer de 0.5% à 1% selon rémanence soit 40ml à 80ml pour 8L d'eau.
Dosette concentrée : utiliser une dosette pour un seau
Pour une action désinfectante : diluer à 0.5% minimum et laisser agir 5 min.
Dans le cas de nettoyage de surfaces en contact avec des denrées alimentaires, rincer à l'eau.

CARACTERISTIQUES

pH : 7
Aspect : liquide limpide légèrement orangé
Densité : 1,00-1,02
Sécurité selon FDS . Fiche "Ingrédient" disponible sur demande pour le personnel médical au [0800 300 560](tel:0800300560)

COMPOSITION :


Moins de 5% : Agents de surface non ioniques, cationiques. Parfum.

CONDITIONNEMENTS

Réf. 772223B carton de 2 bidons de 5 L
Réf. 772233B carton de 250 doses
Réf. 774346 carton de 6 kerdoses de 1 L

PRECAUTIONS D'EMPLOI

DANGER : Composants dangereux : Alcohols, C13-15 ethoxylated ; Alkyl (C12-16) diméthylbenzyl ammonium chloride
Porter un équipement de protection des yeux, des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ce produit contient des substances allergisantes : se référer à la FDS.
Usage réservé aux utilisateurs professionnels. Nettoyage du matériel à l'eau. Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
Préparation liquide concentrée à usage biocide TP2, TP4.
substance active biocide : Alkyl (C12-16) diméthylbenzylammonium chloride (N°CAS 68424-85-1) 2.45% m/m.
L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Conforme à l'arrêté du 8/9/1999 consolidé relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux. Fiche de données de sécurité sur demande.
Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)



Formule élaborée

sans alkyl phénol
sans formaldéhyde
sans solvant chloré
sans phosphate
sans triclosan

GRUPE
RESO
Résolument nature

Version 190408

0 800 300 560

Service & appel gratuits

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr
Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC